



バイオブシー関連製品

バイオブシーの正確かつ確実な操作のために、高品質な製品を提供します。
国内の主要施設と共同開発して設計されたピペットは、
使い易さ・コストにおいて高いパフォーマンスをお約束します。

● ピペット



Biopsy Pipette



Holding Pipette



KG-HDSB30

製品名	コード	内径	外径	入数
Biopsy Pipette	KG-BPS30	23-25μm	-	10本 / 箱
	KG-BPM30	28-30μm	-	10本 / 箱
	KG-BPL30	33-35μm	-	10本 / 箱
Holding Pipette	KG-HDS30	15μm	100μm	10本 / 箱
	KG-HDM30	20μm	100μm	10本 / 箱
	KG-HDL30	30μm	100μm	10本 / 箱
	KG-HDSB30	15μm	100μm	10本 / 箱

KG-HDSB30

バイオブシー専用ホールディングピペットです。
先端加工によりフリッキング操作が簡単になり、精度・効率が向上します。
製品の使用例は右のQRコードからご覧になれます。



● 試薬



PBS BPY PVP PVA

	製品名	コード	蓋色	内容量	入数
NGS Analysis	PBS	KG-PBS	黄	1.5mL	5本 / 箱
	Biopsy Medium※	KG-BPY	透明	1.5mL	5本 / 箱
Cell Biopsy	PVP7%	KG-PVP07	緑	1.5mL	5本 / 箱
	PVP15%	KG-PVP15	緑	1.5mL	5本 / 箱
Cell Washing	PVA1%	KG-PVA01	橙	1.5mL	5本 / 箱

冷蔵保存2〜8℃ / 有効期限 製造日より12ヶ月

※バイオブシー操作でご利用いただける高濃度血清成分を含む製品です。

● その他



PCRチューブスタンド

製品名	コード	入数
PCR チューブスタンド	KG-TS01	2個 / 箱

PCRチューブスタンド

本製品をご利用いただくことで、バイオブシーのチュービング操作を安定させることができます。
製品の使用例は右のQRコードからご覧になれます。



ご注文、お見積りのご依頼は下記の北里検査センターにご連絡下さい。

株式会社 北里検査センター
〒105-0012
東京都港区芝大門一丁目1番8号



TEL 03-3434-2421
Mail info_biolab@kitazato.co.jp
HP www.kitazato-biolab.com

- 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
- 本書の内容を無断転載することはできません。
- Kitazatoロゴは、北里グループの登録商標です。
- 本製品は、日本国薬事法における医薬品・医療機器・医薬部外品ではございません。

KITAZATO